

Informacija pacientams, kuriems įsodintas endoprotezas

Be cemento tvirtinamos „BI-MENTUM™“ gūžduobės ir

„BI-MENTUM™ PressFit“
gūžduobės komponentas



„BI-MENTUM™ Plus“
gūžduobės komponentas



„BI-MENTUM™“ revizinis
gūžduobės komponentas



„BI-MENTUM™“ įdėklas iš PE



Jums buvo įsodintas be cemento tvirtinamas „BI-MENTUM™“ gūžduobės komponentas bei „BI-MENTUM™“ įdėklas iš PE.

Prieš jūsų operaciją prižiūrintis chirurgas jus informavo apie kontraindikacijas, komplikacijas ir šalutinį poveikį, susijusius su klubo operacija.

Rekomendacijos.

Jūsų endoprotezo eksploatavimo laikotarpis yra maždaug 15 metų, skaičiuojant nuo pirmos operacijos, ir maždaug 10 metų, skaičiuojant nuo pakartotinės. Šis naudojimo laikotarpis priklausys nuo susijusių veiksnių, ypač nuo jūsų fizinio aktyvumo ir jūsų svorio.

Atsargumo priemonės, kurių reikia kasdien laikytis:

- miegoti ant nugaros arba ant šono, pasidėjus pagalvę tarp kojų;
- maudytis duše, o ne vonioje;
- iš vonios išlipti naudojantis rankena ar tvirta atrama;
- paaugštinti unitazus ir įtaisyti atramines rankenas;
- vengti per gilių fotelių;
- rengtis ir autis batus atsėdus, naudojantis batų ragu;
- lenkiantis žemyn, padėti operuotos kojos kelį ant žemės arba atitraukti atgal operuotą koją;
- įlipti ir išlipti iš automobilio sėdint nugara atsiremęs į sėdynę ir sukanč suglaustas sulenktas kojas.

Jūsų endoprotezą sudarančios medžiagos:

„BI-MENTUM™“ gūžduobės komponentai yra pagaminti iš 100 % nerūdijančio plieno, pagal ISO 5832-1 standartą, ir padengti titanu, pagal ISO 13179-1 standartą, bei hidroksiapatitu.

Su „BI-MENTUM™ Plus“ gūžduobės komponentais ir reviziniais gūžduobės komponentais naudojamos smėgės yra pagamintos iš 100 % nerūdijančio plieno, pagal ISO 5832-1 standartą, ir padengtos aliuminiu Al_2O_3 .

„BI-MENTUM™“ įdėklas iš PE yra 100 % sudarytas iš polietileno, pagal ISO 5834-2 standartą.

Magnetinio rezonanso tomografija

Jei jums reikia atlikti tyrimą, kurio metu naudojami magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai, turite įspėti operatorių apie jums įsodintą endoprotezą ir parodyti savo implanto kortelę.

Pacientui, turinčiam „SERF“ klubo endoprotezą, galima atlikti standartizuotus neklinikinius tyrimus visiškai saugiai netrukus po įsodinimo, laikantis nurodytų sąlygų.

- Nominalioji (-osios) statinio magnetinio lauko vertė (-ės): 1,5 arba 3,0 T (teslos)
- Didžiausias erdvinis magnetinio lauko gradientas: 27,3 T/m (teslų metrui) iki 1,5 T ir 13,6 T/m iki 3 T
- Apskritas poliarizuotas RD sužadimas
- RD perdavimo ritės tipas:
- viso kūno perdavimo ritė, galvos RD priėmimo ir (arba) perdavimo ritė
- Didžiausias viso kūno SAR esant 1,5 ir 3,0 T (tesloms): 2,0 W/kg (watt/kg)
- viso kūno vidutinės 2,0 W/kg (vatų kilogramui) SAR nuskaitymo laikas ribojamas iki 15 minučių nepertraukiamos RD ekspozicijos (per impulsų seką arba iš eilės einančias serijas be pertrūkių)
- Magnetinio rezonanso vaizdo artefaktas: šis endoprotezas neturėtų sukelti didesnio nei 132 mm vaizdo artefakto.

Jeigu informacija apie konkretų parametrą nepateikiama, vadinasi, nėra su tuo parametru susijusių sąlygų.

Priežiūra po įsodinimo

Būtinai praneškite jus prižiūrinčiam chirurgui apie bet koki diskomfortą ir (arba) bet koki įvykį, susijusį su jūsų operuotu klubu (pvz., jei nugriuvote, jaučiate nuolatinį skausmą ir pan.).

Taip pat privalote laikytis chirurgo nurodymų ir, jei reikia, atvykti periodiškam patikrinimui, kad būtų aptiktos galimos komplikacijos.

Saugos ir klinikinio veiksmingumo charakteristikų santrauka

„BI-MENTUM™ PressFit“ ir „BI-MENTUM™ Plus“ gūžduobės komponentų, „BI-MENTUM™“ revizinių gūžduobės komponentų ir „BI-MENTUM™“ įdėklų iš PE saugos ir klinikinio veiksmingumo charakteristikas galima gauti paprašius gamintojo (jei nėra „EUDAMED“ duomenų bazėje) šiuo el. pašto adresu: serf@serf.fr arba telefonu +33(0)4 72 05 60 10.

Simbolių, esančių jūsų implanto kortelėje, aprašymas

 Paciento pavardė	 Naudoti iki (jei prietaisas nėra įsodintas į pacientą)
 Įsodinimo data	 Gamintojas
 Chirurgo pavardė, medicinos centro pavadinimas ir jų kontaktiniai duomenys	 Medžiagos, iš kurių pagamintas endoprotezas
 Pacientui skirta interneto svetainė	 Magnetinio rezonanso tyrimą galima atlikti patenkinus nurodytas sąlygas
 Nuoroda kataloge	 Necementuojamas prietaisas
 Siuntos numeris	 Unikalus prietaiso identifikavimo numeris
 Sterilizavimas švitinant	

Jei turite klausimų, nedvejodami kreipkitės į jus prižiūrintį chirurgą.